

DESPERTADOR POR LUZ Y VIBRACIÓN ACCESS 4

Reloj multifunción con sistema de alarma, por luz, vibración y alerta de llamada de teléfono



Instrucciones

Modo de pantalla 12-24 horas:

Seleccione el modo horario deseado en formato de 12 o 24 h., usando el conmutador POWER, localizado en la parte trasera de la unidad.

Fuente de alimentación:

Funcionamiento conectado a red, se suministra un pequeño transformador que alimenta el despertador mediante una clavija con 9 VAC/750 mA . Compruebe que el voltaje indicado en la fuente de alimentación corresponde al voltaje correcto en su zona. Inserte el conector de barril de la fuente de alimentación en el agujero, situado en el dorso de la unidad marcado como AC9V. Conecte el enchufe de la fuente de alimentación al enchufe de la pared. En ese momento se encenderá el despertador apareciendo 12:00 o 0:00 dependiendo del modo de horario elegido (12 o 24). Cuando se ajusta el tiempo la pantalla deja de parpadear.

Memoria de Respaldo del horario del reloj:

Mantiene el tiempo de reloj funcionando en el caso de un fallo eléctrico de corta duración. La lámpara de LED también se puede alimentar de la pila de respaldo. La hora correcta aparecerá en el display cuando la electricidad vuelva, si la batería no está agotada.

Nota: La pantalla del reloj no mostrará la hora durante el fallo de energía.

Extraiga la tapa del compartimiento de la pila (situado en el dorso de la unidad) deslizando la pestaña y tirando hacia arriba.

Inserte una pila alcalina de 9 V (no incluida) en el compartimiento de la batería teniendo cuidado de conectar el positivo y el negativo en su sitio correspondiente. Una vez finalizado ponga la tapa en su sitio.

Sustituya la batería cuando sea necesario. No deje la pila en el compartimiento cuando la unidad no esté en uso.

Ajuste de la hora:

Para ajustar la hora, presione y mantenga presionado el botón TIME, situado en la parte frontal, mientras lo mantiene presionado presione el botón HOUR hasta que avance a la hora correcta. Nota: En el modo horario de 12 horas tenga en cuenta si selecciona usted el horario a.m. y p.m. El indicador p.m. se iluminará cuando se esté en dicho horario.

Para ajustar los minutos, presione y mantenga presionado el botón TIME situado en la parte frontal, mientras lo mantiene presionado presione el botón MIN hasta que avance al minuto correcto.

Ajuste de la alarma:

Para ajustar la hora, presione y mantenga presionado el botón ALARM situado en la parte frontal, mientras lo mantiene presionado presione el botón HOUR hasta que avance a la hora correcta. Nota: En el modo horario de 12 horas tenga en cuenta si selecciona usted el horario a.m. y p.m. El indicador p.m. se iluminará cuando se esté en dicho horario.

Para ajustar los minutos, presione y mantenga presionado el botón ALARM situado en la parte frontal, mientras lo mantiene presionado presione el botón MIN hasta que avance al minuto correcto. Para revisar la hora de la programación de la alarma, mantenga presionado el botón ALARM.

Activación o desactivación de las alarmas:

Deslice el conmutador ALARM SELECTOR (situado en dorso), en la posición deseada (OFF, AUDIBLE; VIBRATE; ALL), cuando no quiera que la alarma sea activada, por ej: los fines de semana, deslice el conmutador ALARM en la posición OFF. La luz indicadora de alarma se apagará. La hora de alarma quedara en memoria para un uso futuro.

La posición AUDIBLE activara la alarma acústica.

La posición VIBRATE activará el vibrador.

La posición ALL las activará todas, la alarma audible, la vibratoria y el flash de la lámpara. Si usted no quiere que la lámpara parpadee deslice el conmutador de la lámpara (situado en la parte trasera) a la posición OFF.

Se iluminara el indicador de alarma marcado como AL (situado en la izquierda de la pantalla del reloj) cuando se ajuste cualquier modo de alarma.

Opciones de alarma/ Alerta:

Audible: Usted puede seleccionar el volumen y el tono que usted prefiera rotando las ruletas que hay a cada lado de la unidad. El volumen puede ser ajustado desde 0 dB (sin sonido) hasta 90 dB (muy alto). La pantalla indicadora frontal de la unidad reflejará el ajuste. El tono se puede ajustar desde una frecuencia grave a otra más aguda para proporcionar los mejores resultados.

Vibración: Conectar el vibrador VIBES (no incluido) al dorso de la unidad en el agujero marcado VIBRATOR. Sitúe el vibrador entre su somier y el colchón, o debajo de la almohada. Cuando se dispare la alarma las vibraciones le alertarán.

Parpadeo: Las luces LED parpadearan cuando se active la alarma. Si no quiere que parpaddeen deslice el conmutador de la lámpara, localizado en la parte superior derecha de la zona trasera del despertador ,a la posición de apagado.

Detención temporal de la alarma:

Para activar la detención temporal de la alarma, presione el botón SNOOZE (localizado en frente de la unidad). Las alarmas se pararán y se activaran de nuevo, aproximadamente 8 minutos después. Esta operación puede repetirse cuantas veces sea necesario.

Parada de la alarma Horaria:

Presione el botón AL OFF (localizado en el frontal). El ajuste de la alarma se mantendrá activado dispuesto a dispararse el próximo día a la misma hora.

Lámpara LED:

Para encender la lámpara LED, presione el botón LIGHT, situado en el frente. Presiónelo de nuevo para pagarlo.

Avisador telefónico:

Conecte su teléfono a la clavija RJ11, en la parte trasera de la unidad marcado como OUT. Con el clave de teléfono suministrado, enchufe un extremo al otro conector RJ11 marcado como IN y el otro al conector de teléfono de la pared. Access 4, responderá a una llamada telefónica con las funciones que estén programadas (luz, vibración o audible). Parpadeará un indicador verde situado en la parte frontal de la unidad, cada vez que haya un ring telefónico

Garantía

Access 4 tiene una garantía de dos años desde su compra. Esta garantía no incluye el cable de conexión telefónica ni pila de mantenimiento de reloj. Esta garantía no cubre ninguna unidad que haya sido sujeta a accidente, negligencia o uso inadecuado. La garantía será automáticamente cancelada si es manipulada por otra persona ajena al servicio técnico autorizado.

