

ALMOHADA DE SECADO

La almohada de secado, seca el audífono y el molde de una forma fácil, segura e uniforme. Su uso está recomendado tanto en audífonos como en Implantes Cocleares y Osteointegrados

La humedad (transpiración o ambiental) en el audífono, sobre todo con modelos intracanales y en el implante coclear u osteointegrado conduce al desgaste y la corrosión de la electrónica interna. La almohada de secado, se amortiza después de poco tiempo debido a la menor incidencia de averías en su prótesis. El tiempo mínimo de secado es de una hora, aunque frecuentemente se puede usar durante toda la noche sin que resulte dañada la prótesis. Recomendamos que se retiren las pilas de la prótesis cuando se introduce la almohada, ya que el aumento de temperatura podría propiciar la expulsión de líquidos corrosivos del interior de las mismas, pudiendo dañar el audífono o procesador de sonido. El consumo de corriente de la almohada de secado es mínimo. **La Almohada de secado aumenta la eficiencia y la duración de la vida de su audífono o Implante Coclear.**

Forma de uso:

Abrir la cremallera, meter el audífono o el Implante y el molde en el interior (mejor con compartimiento de batería abierta para facilitar la evaporación).

Advertencia: la superficie no puede ser cubierta con otro material, porque podría producir un aumento de temperatura anormal y un mal aireado de cara a la evaporación.

No doblar la almohada, porque se podrían partir las resistencias de generación de calor internas ocasionando la destrucción de la almohada.

Garantía: 2 años a partir de venta con uso apropiado. Es necesario incluir la factura de venta para cualquier reclamación.

Descripción Técnica:

Superficie: PVC- inífungo, versión en clase 1, VDE-GS y SEV.

Consumo de energía 6 Watios.

