

## DESPERTADOR VIBRADOR PORTATIL SONIC SHAKER MODELO ZBP100

### Datos generales:

**Alimentación:** 3V DC (2 pilas de 1.5 v de tipo AA) y 1.5 VDC (1 pila de 1.5 v tipo AAA).

### INSTRUCCIONES:

**IMPORTANTE:** Por favor lea estas instrucciones cuidadosamente antes de su uso y guárdelas para futuras referencias.

### Instalación:

Vea los dibujos adicionales para los ajustes.

#### 1. Como instalar las pilas.

- 1.1.1. Abra el portapilas (10) e inserte una pila tipo AAA para el reloj y dos pilas tipo AA para el vibrador.
- 1.1.2. Al introducir las pilas por favor observe la posición correcta, tal y como está marcada dentro del compartimiento de las pilas.

#### 2. Cuando sustituir las pilas.

- 2.1.1. Cuando la pantalla LCD se atenúe, se debe cambiar la pila AAA.
- 2.1.2. Cuando la calidad del sonido de la alarma se vuelva baja o el volumen sea igualmente bajo o el vibrador vibre despacio, es un indicador de pilas agotadas. Sustituya las pilas para evitar posibles derramamientos de ácido interno.

#### 3. Mantenimiento.

- 3.1.1. Si la unidad no se usa por un periodo prolongado de tiempo, extraiga todas las pilas para evitar cualquier posible fuga de ácido.
- 3.1.2. Cuando viajemos con esta unidad se recomienda extraer las pilas correspondientes a la vibración para evitar que se gasten en el caso de que los botones de luz o de vibración permanezcan presionados por azar durante el viaje.


#### 4. Ajuste de la hora del reloj.

- 4.1.1. Mantenga presionado el botón "TIME SET" (2), y a continuación pulse el botón HOUR (4) hasta llegar a la hora deseada. Recuerde ajustar correctamente la característica AM o PM. Cuando está en modo PM, aparece una "P" en la pantalla.
- 4.1.2. Mantenga presionado el botón "TIME SET" (2) y presione el botón "MINUTE" hasta que se muestre el minuto correcto.
- 4.1.3. Ajuste en la parte trasera de la pantalla el formato de hora, 12 o 24 horas

#### 5. Ajuste de la hora de alarma.

- 5.1.1. Mantenga presionado el botón "ALARM SET" (3), y a continuación pulse el botón HOUR (4) hasta llegar a la hora deseada. Recuerde ajustar correctamente la característica AM o PM. Cuando está en modo PM, aparece una "P" en la pantalla.
- 5.1.2. Mantenga presionado el botón "ALARM SET" (3) y presione el botón "MINUTE" hasta que se muestre el minuto correcto.

- 6. Ajuste la hora de alarma como se indica en el apartado anterior.**
- 6.1.1. Ajuste el conmutador de "ALARM ON/OFF" (1) a la posición "ON". Aparecerá en la parte superior central de la pantalla un indicador de alarma indicando que está conectada. La alarma está ahora lista para activarse a la hora programada.
- 6.1.2. Usted puede seleccionar el modo de alarma para despertarse de tres modos distintos, "BUZZ" (sonido), "VIB" (vibrador) o "VIB/BUZZ" (vibración y sonido), simplemente deslizando el conmutador de modo (6) a la posición deseada.
- 6.1.3. Cuando la alarma suene pulse "ALARM OFF" (3) para apagarla. La alarma se mantiene programada para el día siguiente a la misma hora.
- 6.1.4. Cuando suena la alarma pulse el botón "SNOOZE" (7). La alarma se apagará y volverá a sonar pasados 4 minutos. Se puede repetir este ciclo tantas veces como se desee.
- 6.1.5. Para apagar la alarma permanentemente ajuste el conmutador "ALARM ON/OFF" a la posición "OFF".
- 7. Para ver la pantalla del reloj en la oscuridad pulse el botón barra "LIGHT/SNOOZE".**
- 8. El botón de "TEST" (11) se usa como demostración del sonido y vibración sin ajustar la alarma. Para usar el botón de "TEST" (11) deslice el conmutador a la posición deseada, por ejemplo: sonido, vibrador o ambos, y presione el botón de "TEST" (11) para ver su funcionamiento.**



1. ALARM ON/OFF
2. TIME SET
3. ALARM SET
4. HOUR
5. MINUTE

6. ALARM MODE SWITCH
7. SNOOZE & LIGHT BUTTON
8. ALARM INDICATOR
9. PM INDICATOR
10. BATTERY COMPARTMENT
11. TEST BUTTON