



Receptor de FM Digisystem DH10



Válido para

- Audífono
- Implante coclear
- Implante osteointegrado
- Pérdida ligera sin adaptar

Descripción

El receptor por excelencia del sistema Digisystem. Es pequeño y compacto y se puede conectar a la prótesis mediante collar inductivo, o con cable de entrada de audio.

También tiene una salida de audio por si es necesario usarlo con auriculares en alguna ocasión.

Es extremadamente ligero y fácil de manejar, y posee todos los adelantos tecnológicos de la serie Digisystem.

