



Caja desecante Dry and Store

Válido para

- Audífono
- Implante coclear
- Implante osteointegrado



Descripción

Nuestro más avanzado sistema de cuidado de su prótesis. Realiza varias operaciones beneficiosas para la electrónica de su audífono o implante en un solo ciclo automático.

Primero, produce una corriente de aire mediante ventilador que evapora la humedad y el sudor.

Después, una pequeña pastilla hecha de material absorbente absorbe la humedad del aire contenido en el interior del Dry and Store asegurando que no queda nada de humedad y potenciando el efecto de la corriente de aire.

Por último, una lámpara de luz UV desinfecta la prótesis, dejando al final del ciclo un dispositivo en perfectas condiciones para ser usado de nuevo, sin dañar en absoluto los componentes del audífono o del implante.

Las pastillas desecantes tienen cierta duración tras la cual hay que cambiarlas, Consulte nuestra web para saber más sobre los recambios de pastillas desecantes.

