



Manta de secado



Válido para

- Audífono
- Implante coclear
- Implante osteointegrado

Descripción

La manta de secado consigue que su valiosa prótesis auditiva se mantenga seca tanto del sudor acumulado por el uso a lo largo del día como de la humedad ambiental.

El uso continuado de la manta le ayudará a prolongar la vida de su prótesis, ya sea audífono, implante coclear o implante osteointegrado, evitando roturas sobre todo de micrófono y auricular.

Funciona como una pequeña manta eléctrica, que se conecta a la red eléctrica y se empieza a calentar, con una temperatura controlada no dañina para los delicados componentes electrónicos de sus prótesis.

Es de un material absorbente de color azul, y tiene un sobrecito con una cremallera para introducir en ella una o varias prótesis.

