



## Receptor de FM Mylink+



### Válido para

- Audífono
- Implante coclear
- Implante osteointegrado
- Pérdida ligera sin adaptar

### Descripción

Es el receptor mas sencillo de la gama microlink. Se conecta a la prótesis mediante un collar inductivo, con lo que la prótesis debe llevar posibilidad de recepción de inducción magnética.

Es un receptor multifrecuencia que dispone pese a su sencillez de avanzadas funciones para mejora de la inteligibilidad, como el smart noise blocker, y otras funciones de optimización del rendimiento, como soft squelch y modo de espera, que deja el receptor en modo de reposo cuando no hay señal para evitar ruidos de fondo y consumo de batería.

Se puede conectar también a unos auriculares normales para comprobar su correcto funcionamiento.

Es muy ligero, alrededor de 42 grs., lo que permite llevarlo por tiempo prolongado.

Nota: Los sistemas de FM Phonak no son compatibles con los sistemas de otros fabricantes.

