



Caja desecante Zephyr

Válido para

- Audífono
- Implante coclear
- Implante osteointegrado



Descripción

Es la versión sencilla del Dry and Store. Realiza varias operaciones beneficiosas para la electrónica de su audífono o implante en un solo ciclo automático.

Primero, produce una corriente de aire mediante ventilador que evapora la humedad y el sudor.

Después, una pequeña pastilla hecha de material absorbente absorbe la humedad del aire contenido en el interior del Dry and Store asegurando que no queda nada de humedad y potenciando el efecto de la corriente de aire.

Las pastillas desecantes tienen cierta duración tras la cual hay que cambiarlas, Consulte nuestra web para saber más sobre los recambios de pastillas desecantes.